

# Product Name: MANI® OPHTHALMIC KNIFE



STERILE EO



Read instructions before use



Do not reuse  
1 Box / 6 Pieces, 1 Bag / 1-100 Piece (s)

## en English

**[Warnings]**  
1) The user must be fully acquainted with the surgical procedures and techniques.  
2) Select the appropriate type of knife for each surgical purpose. Use in accordance with the usual surgical procedures.  
3) Avoid using a knife if its packaging is damaged or if there is evidence of any other abnormalities.

**[Contraindications and Prohibitions]**  
1) Do not use on any patients who are sensitive or allergic to metals.  
2) Do not use for other purpose than ophthalmic surgery.  
3) Do not use a blade if it has been hit against or been in contact with anything else other than the eye.  
[The edge might be damaged and lose its sharpness.]  
Do not reuse or re-sterilize. Reuse or re-sterilization could seriously compromise the structural integrity and/or might lead to damage or infection to patients. [As far as the Guarded knife is concerned, re-sterilization may lead to the deformation or breakage of the handle, which would result in a change of the length of the blade]

**[Shape and Structure]**  
1. The product is a sterile knife with handle.  
Two types are available. One type comes stowed inside a case and the other type is a safety type with the blade protected by a cover.  
2. Main material  
A. Handle: Polybutylene terephthalate (PBT)  
Polycarbonate (only for the guarded knife)  
B. Blade: Stainless steel (containing nickel and chromium)  
Coating: Silicone (except Golf / Sclera Knife & Guarded knife)  
C. Handle: High-strength thermoplastic resin  
D. Cover: High-strength thermoplastic resin

**[Performance, Purpose and Effect]**  
This knife is to be used to incise and penetrate into eyeballs.  
**[Specification of the Item]**  
Vickers hardness is 500HV or more for the blade made of stainless steel.

**[Operation and Use]**  
1. Use in accordance with ordinary incision procedures.  
2. Handling of the case  
1) Taking out the knife  
With special care to keep the blade off any other part of the case, pick up part ① and raise the knife. Note that the knife may lose its sharpness once its blade touches an object.  
2) Replacing the knife  
Holding the knife with its blade edge facing downward, fully press in part ②. Then lightly press part ① until you hear a click. The three notches shown with arrows can be used to rest the knife.  
3. Handling of safety type  
1) Exposing the blade  
a. Hold the rear end of the cover to release the lock.  
b. Hold onto the cover and slide it towards the rear.  
c. Slide the cover until it stops and then releases it to lock it.  
2) Stowing the blade  
Hold the cover lock release at the back of the cover with your fingertips and with the cover released, slide the cover forward till the end to stow the blade inside the cover. (Follow the steps above in reverse to stow the blade.)

**[Precautions for Use]**  
1. Precautions for use  
This knife might cause sensitization and allergy to metals.  
2. Important basic precautions  
1) Use the knife as soon as it is unpacked. Dispose of the used knife with care to prevent infection.  
2) This knife has a very sharp blade. Take extreme care when handling. External injury caused by a contaminated blade can lead to pathogenic infection linked to blood disorders.  
3) Do not use deformed or fractured knives.  
4) Do not disassemble or distort the shape of the knife before use.  
5) Dispose of the used knife in a medical waste basket and follow the instructions thereof.  
6) The knife can be placed on the rests after the knife is taken out of the case to avoid damage of the edge by coming into contact with anything. Note that the knife may lose its sharpness once its blade touches an object.  
7) The knife should be placed in a case upon delivery and receipt.  
8) Slide the cover of the safety type all the way to the rear and lock it.  
9) Take care not to allow the blade that is exposed from the cover of the safety type to come into contact with anything. The sharpness of the knife will be blunted and degraded when the blade comes into contact with anything.  
10) Grip the handle well when using the safety type. Fine operation is difficult due to rattling when you grip the cover.  
11) Handover of the safety type must be carried out with the blade stowed inside the cover.

**[Precautions for use of the arched blade]**  
1. Location of the wound  
The location of creating the incision is different from that of normal flat blade use because the arched blade is a three dimensional blade. If the arched blade places the incision at the same location as flat blade does, the end of the edge could catch the conjunctiva, which might cause conjunctival edema. Pay attention in keeping the incision off the conjunctiva.  
In clear cornea incision, place the wound construction at a little distance towards the center of the cornea from the corneal limbus.

Arched blade	Height	Rough standard of location to create incision
1.8 mm	0.3 mm	The incision should be created 0.3 to 0.6 mm centrally away from the corneal limbus
2.0 mm ~ 2.8 mm	0.4 mm	The incision should be created 0.4 to 0.7 mm centrally away from the corneal limbus
2.9 mm 3.0 mm	0.5 mm	The incision should be created 0.5 to 0.8 mm centrally away from the corneal limbus
3.2 mm 3.4 mm	0.6 mm	The incision should be created 0.6 to 0.9 mm centrally away from the corneal limbus

**[Contraindications and Prohibitions]**  
1) Do not use on any patients who are sensitive or allergic to metals.  
2) Do not use for other purpose than ophthalmic surgery.  
3) Do not use a blade if it has been hit against or been in contact with anything else other than the eye.  
[The edge might be damaged and lose its sharpness.]  
Do not reuse or re-sterilize. Reuse or re-sterilization could seriously compromise the structural integrity and/or might lead to damage or infection to patients. [As far as the Guarded knife is concerned, re-sterilization may lead to the deformation or breakage of the handle, which would result in a change of the length of the blade]

**[Performance, Purpose and Effect]**  
This knife is to be used to incise and penetrate into eyeballs.  
**[Specification of the Item]**  
Vickers hardness is 500HV or more for the blade made of stainless steel.

**[Operation and Use]**  
1. Use in accordance with ordinary incision procedures.  
2. Handling of the case  
1) Taking out the knife  
With special care to keep the blade off any other part of the case, pick up part ① and raise the knife. Note that the knife may lose its sharpness once its blade touches an object.  
2) Replacing the knife  
Holding the knife with its blade edge facing downward, fully press in part ②. Then lightly press part ① until you hear a click. The three notches shown with arrows can be used to rest the knife.  
3. Handling of safety type  
1) Exposing the blade  
a. Hold the rear end of the cover to release the lock.  
b. Hold onto the cover and slide it towards the rear.  
c. Slide the cover until it stops and then releases it to lock it.  
2) Stowing the blade  
Hold the cover lock release at the back of the cover with your fingertips and with the cover released, slide the cover forward till the end to stow the blade inside the cover. (Follow the steps above in reverse to stow the blade.)

**[Precautions for Use]**  
1. Precautions for use  
This knife might cause sensitization and allergy to metals.  
2. Important basic precautions  
1) Use the knife as soon as it is unpacked. Dispose of the used knife with care to prevent infection.  
2) This knife has a very sharp blade. Take extreme care when handling. External injury caused by a contaminated blade can lead to pathogenic infection linked to blood disorders.  
3) Do not use deformed or fractured knives.  
4) Do not disassemble or distort the shape of the knife before use.  
5) Dispose of the used knife in a medical waste basket and follow the instructions thereof.  
6) The knife can be placed on the rests after the knife is taken out of the case to avoid damage of the edge by coming into contact with anything. Note that the knife may lose its sharpness once its blade touches an object.  
7) The knife should be placed in a case upon delivery and receipt.  
8) Slide the cover of the safety type all the way to the rear and lock it.  
9) Take care not to allow the blade that is exposed from the cover of the safety type to come into contact with anything. The sharpness of the knife will be blunted and degraded when the blade comes into contact with anything.  
10) Grip the handle well when using the safety type. Fine operation is difficult due to rattling when you grip the cover.  
11) Handover of the safety type must be carried out with the blade stowed inside the cover.

**[Precautions for use of the arched blade]**  
1. Location of the wound  
The location of creating the incision is different from that of normal flat blade use because the arched blade is a three dimensional blade. If the arched blade places the incision at the same location as flat blade does, the end of the edge could catch the conjunctiva, which might cause conjunctival edema. Pay attention in keeping the incision off the conjunctiva.  
In clear cornea incision, place the wound construction at a little distance towards the center of the cornea from the corneal limbus.

Arched blade	Height	Rough standard of location to create incision
1.8 mm	0.3 mm	The incision should be created 0.3 to 0.6 mm centrally away from the corneal limbus
2.0 mm ~ 2.8 mm	0.4 mm	The incision should be created 0.4 to 0.7 mm centrally away from the corneal limbus
2.9 mm 3.0 mm	0.5 mm	The incision should be created 0.5 to 0.8 mm centrally away from the corneal limbus
3.2 mm 3.4 mm	0.6 mm	The incision should be created 0.6 to 0.9 mm centrally away from the corneal limbus

Marking of the planned area of the incision would give a guide for incision. In sclera cornea incision, the iris can be incarcerated in the incision wound. Therefore the corneal incision plane should not be too close to the sclera. Dissection and suturing of the conjunctiva will be necessary in sclera cornea incision procedure.

**[Misalignment of the incision wound]**  
After the surgery, the intraocular pressure should be adjusted through the side port, observing the condition of the incision wound. Misalignment of the incision wound can be caused by a short tunnel or exerting excessive IOP. When the misalignment is recognized, remove the water from the incision wound, then treat the wound for re-adjustment of IOL.  
Hydration is seldom necessary due to better self-sealing. Just straightening up the incision wound is enough.

**[Enlarging incision]**  
1) Enlarging incision with arched blade is impossible. Do not use an implant knife.  
2) After making incision with the arched knife, if enlarging the incision is required

for the reason of changing surgical application, another wound construction is recommended.  
4. Others  
1) Use an IOL injector for Intraocular Lens Implantation to avoid any damage to the incision wound.  
2) Select an appropriate size of arched knife that will fit the size of the injector applied.

**[Precautions when using Marking Straight Knife]**  
Marking Straight Knife is a Straight Knife with lines that can be used as guides for the width of the incision when creating a side port. There are two lines of 1.0 and 1.2 mm in length marked on the blade.  
**[Precautions when using Marking Silt Knife]**  
Marking Silt Knife is a Silt Knife that has lines to be used as guides for creating a tunnel. Two lines are marked at 1.5 and 2.0 mm from the blade tip.

**[Precautions when using Double-Step Knife]**  
Double-Step Knife has a reference line on the blade which can be used as a guide to prevent inserting the knife deeper than intended (past the line). The distance between the line and the tip of the blade is 4.5 mm.

**[Storage and Expiration Date]**  
1. Storage  
Avoid exposure to high temperatures and humidity, direct sunlight and water. Store at room temperature.  
2. Expiration date  
The expiry date is indicated on the individual package or external packaging, so long as it is maintained in accordance with an appropriate storage procedure.

**[de Deutsch]**  
**[Warnhinweise]**  
1) Der Anwender muss vollständig mit den chirurgischen Vorgehensweisen und Techniken vertraut sein.  
2) Wählen Sie für jeden chirurgischen Einsatzzweck das geeignete Messer aus. Verwenden Sie es in Übereinstimmung mit den üblichen chirurgischen Vorgehensweisen.  
3) Vermeiden Sie die Verwendung eines Messers, dessen Verpackung beschädigt ist oder wenn es Anzeichen für andere Auffälligkeiten gibt.  
**[Gegenanzeigen und Verbote]**  
1) Verwenden Sie es nicht bei Patienten, die empfindlich oder allergisch auf Metall reagieren.  
2) Verwenden Sie es nur für die Augenchirurgie.  
3) Verwenden Sie die Klinge nicht, wenn sie gegen etwas anderes als das Auge gestossen oder in Kontakt gekommen ist.[Die Schneidekante kann beschädigt sein und ihre Schärfe verlieren.]  
Verwenden Sie sie nicht wieder oder sterilisieren Sie sie nicht erneut. Die Wiederverwendung oder erneute Sterilisation kann die strukturelle Unversehrtheit stark beeinträchtigen und/oder zur Verletzung oder Infektion der Patienten führen. [Beim Messer mit Klingenschutz kann eine erneute Sterilisation zur Verformung oder zum Bruch des Griffs führen, was zur Änderung der Klingengänge führt]

**[Form und Struktur]**  
1. Das Produkt ist ein steriles Messer mit Griff.  
Es sind zwei Typen verfügbar. Ein Typ wird verstaubt in einem Behälter geliefert und der andere Typ ist ein Sicherheitstyp, dessen Klinge durch eine Kappe geschützt wird.  
2. Hauptmaterial  
A. Griff: Polybutylenterephthalat (PBT)  
Polycarbonat (nur für das Messer mit Klingenschutz)  
B. Klinge: rostfreier Stahl (enthält Nickel und Chrom)  
Beschichtung: Silikon (außer Golf-/sclerale Messer & Messer mit Klingenschutz)  
C. Griff: Hochfestes thermoplastisches Harz  
D. Kapp: Hochfestes thermoplastisches Harz

**[Leistung, Verwendungszweck und Wirkung]**  
Dieses Messer ist zum Einschneiden und Durchschneiden in die Augäpfel gedacht.  
**[Spezifikation des Artikels]**  
Die Klinge aus rostfreiem Stahl hat eine Vickershärte von 500 HV oder mehr.  
**[Operation und Anwendung]**  
1. Verwenden Sie es in Übereinstimmung mit den üblichen Schnitttechniken.  
2. Handhabung des Gehäuses  
1) Herausnahme des Messers  
Seien Sie besonders vorsichtig und achten Sie darauf, dass die Klinge nicht mit anderen Teilen des Gehäuses in Berührung kommt und fassen Sie das Teil ① an und ziehen Sie das Messer hoch. Beachten Sie, dass das Messer seine Schärfe verlieren kann, sobald seine Klinge einen Gegenstand berührt.  
2) Austauschen des Messers  
Halten Sie das Messer so, dass seine Messerschneide nach unten zeigt, und drücken Sie das Teil ② vollständig hinein. Drücken Sie anschließend leicht das Teil ①, bis Sie ein Klicken hören. Die drei mit Pfeilen gekennzeichneten Einkerbungen können zum Ablegen des Messers verwendet werden.  
3. Handhabung des Sicherheitstyps  
1) Freilegen der Klinge  
a. Halten Sie das hintere Ende der Kappe, um die Verriegelung zu lösen.  
b. Halten Sie die Kappe fest und schieben Sie sie nach hinten.  
c. Schieben Sie die Kappe bis zum Anschlag und lassen Sie sie dann los, um sie zu verriegeln.  
2) Versetzen der Klinge  
Halten Sie die Entriegelung der Kappe an der Rückseite der Kappe mit Ihren Fingerspitzen fest und schieben Sie die Kappe mit gelisteter Verriegelung bis zum Anschlag nach vorn, um die Klinge in der Kappe zu verstauben. (Befolgen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um die Klinge zu verstauben.)

**[Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch]**  
1. Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch  
Dieses Messer kann eine Metallsensibilisierung und -allergie auslösen.  
2. Wichtige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen  
1) Verwenden Sie das Messer unmittelbar nach dem Auspacken. Entwerfen Sie das benutzte Messer mit Sorgfalt, um eine Infektion zu vermeiden.  
2) Dieses Messer hat eine sehr scharfe Klinge. Seien Sie bei der Handhabung sehr vorsichtig. Eine durch eine verunreinigte Klinge verursachte externe Verletzung kann zu einer krankheitsregenden Infektion führen, die mit Blutkrankheiten in Zusammenhang steht.  
3) Verwenden Sie keine verformten oder abgebrochenen Messer.  
4) Demontieren und deformieren Sie vor der Verwendung nicht die Form des Messers.  
5) Entsorgen Sie das benutzte Messer in einem medizinischen Abfallbehälter und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen.  
6) Das Messer kann auf der Stütze abgelegt werden, nachdem das Messer aus dem Gehäuse genommen wird, um eine Beschädigung der Schneide durch Berühren anderer Gegenstände zu vermeiden. Beachten Sie, dass das Messer seine Schärfe verlieren kann, sobald seine Klinge einen Gegenstand berührt.  
7) Das Messer sollte bei Aushändigung und Entgegennahme in ein Gehäuse gelegt werden.  
8) Schieben Sie die Kappe des Sicherheitstyps bis ganz nach hinten und verriegeln Sie sie.  
9) Achten Sie darauf, dass der Teil der Klinge, der nicht durch die Kappe des Sicherheitstyps geschützt wird, nicht mit irgendwem in Berührung kommt. Die Schärfe des Messers wird abgestumpft und verschlechtert sich, wenn die Klinge irgendwem berührt.

10) Fassen Sie den Griff fest an, wenn Sie den Sicherheitstyp verwenden. Eine genaue Operation gestaltet sich schwierig, wenn Sie die Kappe anfassend und ein Rausfallen auftritt.  
11) Die Übergabe des Sicherheitstyps muss mit in der Kappe verstaubar Klinge erfolgen.  
12) Nach der Verwendung muss der Sicherheitstyp mit in der Kappe verstaubar Klinge entsorgt werden.  
**[Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung der gebogenen Klinge]**  
1. Wundstelle  
Die Stelle für den Schnitt unterscheidet sich von der für die Verwendung mit einer flachen Klinge, da die gebogene Klinge eine dreidimensionale Klinge ist. Wenn der Schnitt mit einer gebogenen Klinge an derselben Stelle wie für die flache Klinge erfolgt, kann das Ende der Schneide an der Bindehaut hängenbleiben, was ein Bindehautentzünd verursachen kann. Achten Sie darauf, den Schnitt von der Bindehaut entfernt durchzuführen.  
Legen Sie bei einem „clear-cornea-Schnitt“ (Kleinschnitttechnik über die Kornea) die Wundkonstruktion mit etwas Abstand zur Mitte der Kornea vom kornealen Limbus aus an.

Gebogene Klinge	Höhe	Grober Standard für die Schnittstelle
1.8 mm	0,3 mm	Der Schnitt sollte 0,3 bis 0,6 mm mittig weg vom kornealen Limbus erfolgen
2,0 mm ~ 2,8 mm	0,4 mm	Der Schnitt sollte 0,4 bis 0,7 mm mittig weg vom kornealen Limbus erfolgen
2,9 mm 3,0 mm	0,5 mm	Der Schnitt sollte 0,5 bis 0,8 mm mittig weg vom kornealen Limbus erfolgen
3,2 mm 3,4 mm	0,6 mm	Der Schnitt sollte 0,6 bis 0,9 mm mittig weg vom kornealen Limbus erfolgen

Die Markierung des geplanten Schnittbereichs bietet eine Orientierungshilfe für den Schnitt.  
Beim Sklera-Kornea-Schnitt kann die Iris in der Schnittwunde eingeklemmt werden. Daher sollte die korneale Schnittfläche nicht zu nah an der Sklera sein. Eine Sektion und das Vernähren der Bindehaut ist bei der Sklera-Kornea-Schnitttechnik notwendig.  
2. Fehlausrichtung der Schnittwunde  
Nach der Operation sollte der Augeninnendruck, unter Beobachtung des Zustands der Schnittwunde, durch den Seltenzugung angepasst werden. Die Fehlausrichtung der Schnittwunde kann durch einen kurzen Tunnel oder einen übermäßigen Augeninnendruck verursacht werden. Dieser Fehlausrichtung erkannt wird, entfernen Sie das Wasser aus der Schnittwunde und behandeln Sie die Wunde anschließend für die Neuausrichtung der Intraokularsclera. Eine Flüssigkeitszufuhr ist aufgrund vereinzelter Selbstheilung selten notwendig. Das Ausräumen der Schnittwunde ist ausreichend.  
3. Vergrößerung des Schnitts  
1) Die Vergrößerung des Schnitts mit gebogener Klinge ist unmöglich.  
Verwenden Sie kein Erweiterungsmesser.  
2) Nach dem Schnitt mit einem gebogenen Messer wird eine weitere Wundkonstruktion empfohlen, wenn der Schnitt aufgrund einer chirurgischen Einsatzeänderung vergrößert werden muss.  
4. Sonstiges  
1) Verwenden Sie einen Intraokularlinse-Injektor für die Intraokularlinse-Implantation, um Schäden an der Schnittwunde zu vermeiden.  
2) Wählen Sie eine geeignete Größe für das gebogene Messer, das zur Größe des verwendeten Injektors passt.

**[Vorsicht bei der Verwendung eines Marking Straight Knife]**  
Marking Straight Knife ist ein Straight Knife mit Linien auf der Klinge, die als Führung bei der Herstellung von Seitenöffnungen dienen. An den Positionen, an denen die Schnittbreite (Klingengröße) 1,0 mm und 1,2 mm beträgt, befindet sich jeweils eine Linie.  
**[Vorsicht bei Verwendung eines Marking Silt Knife]**  
Marking Silt Knife ist ein Silt Knife mit Linien, die als Führung für die Bildung eines Tunnels verwendet werden können. Die beiden Linien befinden sich in einem Abstand von 1,5 mm und 2,0 mm von der Spitze.  
**[Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Zwei-Schritt-Messers]**  
Das Zwei-Schritt-Messer ist mit einer Referenzlinie auf der Klinge versehen, um das Messer nicht tiefer als vorgesehen (über die Linie hinaus) einzuführen. Der Abstand zwischen der Linie und der Klingenspitze beträgt 4,5 mm.

**[Lagerung und Verfallsdatum]**  
1. Lagerung  
Exposition von hohen Temperaturen und Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht und Wasser vermeiden. Bei Raumtemperatur lagern.  
2. Verfallsdatum  
Das auf der einzelnen Verpackung oder äußeren Verpackung angegebene Ablaufdatum gilt, solange das Produkt in Übereinstimmung mit einem geeigneten Lagerverfahren aufbewahrt wird.

**[fr Français]**  
**[Avertissements]**  
1) L'utilisateur doit connaître parfaitement les procédures et techniques chirurgicales.  
2) Sélectionnez le type de couteau approprié pour chaque utilisation chirurgicale.  
3) Évitez d'utiliser un couteau dont l'emballage est endommagé ou s'il semble y avoir une anomalie quelconque.  
**[Contre-indications et interdictions]**  
1) Ne pas utiliser le couteau sur un patient sensible ou allergique aux métaux.  
2) Ne pas utiliser le couteau à d'autres fins que la chirurgie ophtalmologique.  
3) Ne pas utiliser une lame ayant heurté ou été en contact avec autre chose que le tissu. [La pointe risquerait d'être endommagée et d'avoir perdu son tranchant.]  
Ne pas réutiliser ou restériliser. Réutiliser ou restériliser le couteau risque de sérieusement compromettre son intégrité structurelle et/ou pourrait provoquer des dommages ou infections chez les patients. [En ce qui concerne le couteau rétractable, la restérilisation risque de provoquer une déformation ou une rupture du manche, entraînant ainsi un changement de la longueur de la lame].

**[Forme et structure]**  
1. Le produit est un couteau stérile équipé d'un manche.  
Deux modèles sont disponibles. L'un des modèles se range à l'intérieur d'un boîtier et l'autre modèle est un modèle de sécurité avec la lame protégée par un cache.  
2. Matériau principal  
A. Manche : Polyéthylène téréphthalate de butyle (PET)  
Polycarbonate (couteau rétractable uniquement)  
B. Lame : Acier inoxydable (contient du nickel et du chrome)  
Revêtement : Silicône (excepté couteau rétractable et couteau golf / sclérotique)  
C. Poignée : Résine thermoplastique haute résistance  
D. Cache : Résine thermoplastique haute résistance  
**[Performance, finalité et effet]**  
Ce couteau doit être utilisé pour inciser et pénétrer dans les globes oculaires.

**[Caractéristique de l'objet]**  
La mesure de dureté Vickers est de 500HV ou plus pour la lame fabriquée en acier inoxydable.

**[Fonctionnement et utilisation]**  
1. Utilisez le couteau conformément aux procédures d'incision habituelles.  
2. Manipulation du boîtier  
1) Extraction du couteau  
En faisant attention à ne toucher aucune autre partie du boîtier, soulevez la partie ① et sortez le couteau. Notez que le couteau risque de perdre son tranchant si sa lame touche un objet.  
2) Remise en place du couteau  
Tout en orientant le tranchant de la lame du couteau vers le bas, enfoncez entièrement la partie ②. Appuyez ensuite légèrement sur la partie ① jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les trois encoches représentées par des flèches peuvent servir à reposer le couteau.  
3. Manipulation du modèle de sécurité  
1) Exposition de la lame  
a. Tenez l'extrémité arrière du cache pour libérer le verrouillage.  
b. Maintenez le cache et faites-le glisser vers l'arrière.  
c. Faites glisser le cache jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis relâchez-le pour le verrouiller.  
2) Remplacement de la lame  
Maintenez le déverrouillage du cache à l'arrière du cache avec vos doigts, et lorsque le verrouillage est délogé, faites glisser le cache vers l'avant jusqu'au bout pour ranger la lame à l'intérieur du cache. (Suivez la procédure ci-dessus dans le sens inverse pour ranger la lame.)

**[Précautions d'utilisation]**  
1. Précautions d'utilisation  
Ce couteau risque de provoquer une sensibilisation et une allergie aux métaux.  
2. Précautions élémentaires importantes  
1) Utilisez le couteau dès qu'il est déballé. Mettez le couteau utilisé au rebut avec précaution afin d'éviter toute infection.  
2) La lame de ce couteau est très tranchante. Soyez extrêmement prudent lors de sa manipulation. Une blessure externe causée par une lame contaminée peut provoquer une infection pathogène en relation avec des maladies sanguines.  
3) Ne pas utiliser de couteaux déformés ou fendus.  
4) Ne pas démonter ou altérer la forme du couteau avant utilisation.  
5) Mettez au rebut le couteau usagé dans un conteneur à déchets médicaux et suivez les instructions de ce dernier.  
6) Le couteau peut être placé sur des encoches après qu'il a été sorti du boîtier afin d'éviter d'endommager la pointe en faisant entrer en contact avec un objet quelconque. Notez que le couteau risque de perdre son tranchant si la lame touche un objet.  
7) Le couteau doit être placé dans un boîtier après livraison et réception.  
8) Faites glisser le cache du modèle de sécurité à fond vers l'arrière et verrouillez-le.  
9) Prenez soin d'éviter que la lame sortant du cache du modèle de sécurité entre en contact avec un objet quelconque. Le tranchant de la lame s'émoussera et sera endommagé si la lame entre en contact avec un objet quelconque.  
10) Prenez bien en main la poignée lorsque vous utilisez le modèle de sécurité. Une utilisation délicate est difficile en raison du cliquetis ressenté lorsque vous saisissez le cache.  
11) Le transfert du modèle de sécurité doit être effectué avec la lame rangée à l'intérieur du cache.  
12) Après utilisation, le modèle de sécurité doit être mis au rebut avec la lame rangée à l'intérieur du cache.

**[Précautions d'utilisation de la lame courbe]**  
1. Emplacement de la plaie  
L'emplacement de réalisation de l'incision diffère de celui d'une lame plate normale car la lame courbe est une lame à trois dimensions.  
Si la lame courbe place l'incision au même emplacement que le fait une lame plate, l'extrémité de la pointe risque d'accrocher la conjonctive, ce qui pourrait provoquer un œdème conjonctival. Prenez garde à maintenir l'incision hors de la conjonctive.  
Lors d'une incision nette de la cornée, placez la plaie à une courte distance en direction du centre de la cornée depuis le limbe cornéen.

Lame courbe	Hauteur	Norme approximative d'emplacement pour créer l'incision
1,8 mm	0,3 mm	L'incision doit être créée de 0,3 à 0,6 mm vers le centre depuis le limbe cornéen
2,0 mm ~ 2,8 mm	0,4 mm	L'incision doit être créée de 0,4 à 0,7 mm vers le centre depuis le limbe cornéen
2,9 mm 3,0 mm	0,5 mm	L'incision doit être créée de 0,5 à 0,8 mm vers le centre depuis le limbe cornéen
3,2 mm 3,4 mm	0,6 mm	L'incision doit être créée de 0,6 à 0,9 mm vers le centre depuis le limbe cornéen

Le marquage de la zone d'incision prévue peut servir de guide pour l'incision. Lors de l'incision de cornée sclérotique, l'iris risque d'être pris dans la plaie d'incision. C'est pourquoi le plan d'incision de la cornée ne doit pas être trop proche de la sclérotique. La dissection et la suture de la conjonctive sont nécessaires dans la procédure d'incision de la cornée sclérotique.  
2. Mauvais alignement de la plaie d'incision  
Après l'intervention chirurgicale, la pression intraoculaire doit être ajustée par le biais de l'orifice latéral, en observant l'état de la plaie d'incision. Un mauvais alignement de la plaie d'incision peut être causé par un tunnel court ou un exergant une pression intraoculaire excessive. Lorsque le mauvais alignement est identifié, retirez l'eau de la plaie d'incision, puis traitez la plaie pour réajuster la pression intraoculaire.  
L'hydratation est rarement nécessaire grâce à une meilleure auto-obturation. Le simple redressement de la plaie d'incision est suffisant.  
3. Agrandissement de l'incision  
1) L'agrandissement de l'incision avec une lame courbe est impossible. Ne pas utiliser de couteau d'implant  
2) Après avoir effectué l'incision avec le couteau courbe, si l'agrandissement de l'incision est requis en cas de changement d'application chirurgicale, une autre construction de plaie est recommandée.  
4. Autres  
1) Utilisez un injecteur de pression intraoculaire pour l'implantation de lentille intraoculaire afin d'éviter tout dommage à la plaie d'incision.  
2) Sélectionnez une taille de couteau courbe adaptée à la taille de l'injecteur appliqué.

**[Précautions à prendre lors de l'utilisation du Marking Straight Knife]**  
Marking Straight Knife est un Straight Knife qui comporte des lignes à utiliser comme guides pour créer un tunnel. Deux lignes sont marquées à 1,5 et 2,0 mm de l'extrémité de la lame.  
**[Précautions à prendre lors de l'utilisation du Marking Silt Knife]**  
Marking Silt Knife est un Silt Knife qui comporte des lignes à utiliser comme guides pour créer un tunnel. Deux lignes sont marquées à 1,5 et 2,0 mm de l'extrémité de la lame.

**[Précautions d'utilisation du couteau Double-Step]**  
Le couteau Double-Step est doté d'une ligne de repère servant de guide afin d'éviter de faire pénétrer le couteau plus profondément que souhaité (au-delà de la ligne). La distance entre la ligne et la pointe de la lame est de 4,5 mm.  
**[Stockage et date d'expiration]**  
1. Stockage  
Éviter toute exposition à des températures élevées et à l'humidité, à la lumière directe du soleil et à l'eau. Stocker à température ambiante.

**[Manufacturer]**  
MANI, INC.  
8-3, Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya, Tochigi  
321-3231 Japan  
Tel: +81-28-667-7565

**[EU Authorized Representative]**  
Orbis s.a.  
Ed. Général Wahis 53,  
1030 Brussels, Belgium







