



NiTi H ファイル


医療機器届出番号：09B1X00006011100
一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
販売名：マニーHファイル NiTi

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#15～40 ■材質：ニッケルチタン ■テーパー：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	

ラバーストッパー：21mm ○ 25mm ●

■ 作業部長 (L)



■ 横断面形状

15～40



ファイリング (filing)

根管拡大形成時の操作法の一つで、牽引操作のこと。ファイリングの牽引間隔は1mmで連続的に、かつ根管壁に対して全周的に操作。