

エンジンリーマ

医療機器認証番号 22000BZX01624000
 管理医療機器 一般的名称: 電動式歯科用根管リーマ
 販売名 マニーエンジンリーマ

■最小包装単位: 6本入/ケース ■アソート(ASS): #15~40, #45~80 ■材質: ステンレススチール ■テーパ: :2/100

サイズ	先端径 (mm)	
10	0.10	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	
45	0.45	
50	0.50	
55	0.55	
60	0.60	
70	0.70	
80	0.80	

作業部長 (L)



L=18mm, 21mm, 25mm, 28mm

使用方法

回転式コントラヘッド許容
 回転数 800min⁻¹ 以下で
 使用



刃部拡大図



横断面形状

- # 10~40
- # 45~80

用途

根管拡大形成や清掃などに
 用いる

作業部長の種類

作業部長21mm, 25mmに加え、18mm (小児、臼歯部等) や28mm (犬歯部等) も
 選択できます。

関連商品

手用タイプは…

リーマ

…P8

標準価格 (6本入)

# 10~40	# 45~80
¥1,750	¥2,200