


ゲーツドリル

医療機器承認番号 22000BZX01631000
管理医療機器 一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル
販売名 マニーゲーツドリル

■最小包装単位：6本入／ケース ■アソート(ASS)：# 1～6 ■材質：ステンレススチール

サイズ	作業部最大径 (mm)	
1	0.50	
2	0.70	
3	0.90	
4	1.10	
5	1.30	
6	1.50	

■ 作業部長 (L)




L ₁	L ₂
28mm	15mm
32mm	19mm
38mm	25mm

■ 刃部拡大図



■ 用途

主に根管口漏斗状拡大や根管歯冠側 1/3 のフレアー形成に使用



許容回転数 800min^{-1} 以下
マイクロモーターに装着する回転切削器具。

根管口の漏斗状拡大や根管歯冠側
1/3のフレアー形成に用いる。