







NiTi フレアーフィングースプレッター

医療機器届出番号 09B1X00006006030
一般医療機器 一般的名称：歯科用根管スプレッター
販売名 マニースプレッターNiTi

販売終了製品

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート：#15~40 ■材質：ニッケルチタン ■テーパー：5/100

サイズ	先端径 (mm)	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	

■ 作業部長 (L)



L=21mm,25mm

■ 刃部拡大図



■ 用途


根管充填に用いる

■ 標準価格 (6本入)

#15~40

¥4,400

FFS:フレアーフィングースプレッター
M C:主ポイント
S C:追加ポイント



5/100 のテーパーの為、
軽い加圧により
アクセサリーポイントの
必要な空隙を確保。