








Mカーバイドバー⁺

医療機器届出番号 09B1X00006003010
一般医療機器 一般的名称：歯科用カーバイドバー
販売名 マニカーバイドバー

■ 10本入/シート ■ 材質：超硬、ステンレススチール

						
2.00 19.30	4.00 19.30	4.00 19.30	4.00 19.30	4.00 19.30	4.00 19.30	4.00 19.30
M330	M1557	M1558	M1931	M1957	M1958	M1970
232/008	137/010	137/012	237/010	137/010	137/012	194/010

鑲着タイプのカーバイドバーです。

特徴

Mカーバイドバー⁺は、ステンレススチール製シャंकに、カーバイドの作業部を取り付けたタイプです。切削性、耐久性、ネック強度のバランスが高まっています。

症例

FCK除去



15 使用製品 M330

※症状提供：
長崎県平戸市開業
NATURAL TEETH
高崎 智也 先生

インレー除去



16 使用製品 M1931

※症状提供：
千葉県千葉市美浜区開業
幕張西歯科医院
池田 仁崇 先生

メタルコア除去



16 使用製品 M1558