

歯周外科用根面バー

医療機器届出番号 09B1X00006001010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用スチールバー
 販売名 マニーステンレスバー

■最小包装単位：4本入/ケース ■アソート(ASS)：R・RS・F・S各1本入 ■材質：ステンレススチール

形状	先端径 (mm)	作業部長 32 mm
R (ラウンド)	2.9	
RS (ラウンドS)	1.6	
F (フレイム)	2.3	
S (ストレート)	2.3	

■ 作業部長 (L)



■ 刃部拡大図



許容回転数
1200min⁻¹

■ 用途

フラップオペ
(歯肉剥離掻爬手術) 時の
根面滑沢や歯石除去

形状	刃の長さ	刃の枚数	主な使用部位
R	2.6mm	24枚	根面凹部、骨縁下骨欠損部
RS	1.5mm	18枚	歯間、根面、分岐部
F	6.4mm	20枚	平滑面、分岐部
S	2.5mm	20枚	平滑面、骨縁下骨欠損部、歯槽骨辺縁部、根面、歯面境界部

効率良く根面処理が可能

フラップオペ時に直視野において、マイクロエンジンを使用することにより効率良く根面処理ができます。

根面の侵襲を抑えることが可能

スチール素材より柔らかいステンレス鋼を使用。
 また、刃の枚数が多いため根面に食い込みにくく根面の侵襲を抑えることができます。

術部位の広い視野の確保が可能

全長32mmと長く、骨縁下ポケット内の根面に、該当歯の歯冠に邪魔されずにアクセスができます。