

技工用研削・研磨材

医療機器届出番号 09B1X00006005010
 一般医療機器 一般の名称：歯科用ゴム製研磨材
 販売名 シリコンポイント

SILICONE POINTS

シリコンポイント

ハード

【許容回転数】 30,000min⁻¹以下 (No.147-162:15,000min⁻¹以下) 【用途】 硬質合金研磨仕上用

SHAPE						
No. 	11	13		28	147	
HP用H1 入数 		12本入			6本入	
HP用H2 入数 	12本入		12本入	12本入		6本入
CA用H2 入数				12本入		

SHAPE		
No. 	162	162
HP用H1 入数 	12本入	
HP用H2 入数		12本入

技工用研削・研磨材

医療機器届出番号 09B1X00006005010
 一般医療機器 一般の名称：歯科用ゴム製研磨材
 販売名 シリコンポイント

SILICONE POINTS

シリコンポイント



【許容回転数】 30,000min⁻¹以下 (No.162:15,000min⁻¹以下) 【用途】 M2：金属中仕上げ M3：金属研磨仕上げ

SHAPE						
No.	5		10		11	
HP用M2 入数	12本入/72本入		12本入/72本入		12本入/72本入	
HP用M3 入数	12本入/72本入		12本入/72本入		12本入/72本入	
CA用M2 入数	12本入		12本入			
CA用M3 入数	12本入		12本入			

SHAPE						
No.	13		13S		28	
HP用M2 入数	12本入/72本入/150本入		12本入/72本入		12本入/72本入/150本入	
HP用M3 入数	12本入/72本入		12本入/72本入		12本入/72本入	
CA用M2 入数	12本入		12本入		12本入	
CA用M3 入数	12本入		12本入		12本入	

SHAPE				
No.	53		162	
HP用M2 入数	12本入/72本入		12本入	
HP用M3 入数	12本入/72本入		12本入	

技工用研削・研磨材

医療機器届出番号 09B1X00006005010
 一般医療機器 一般の名称：歯科用ゴム製研磨材
 販売名 シリコンポイント

SILICONE POINTS

シリコンポイント

P
タイプ

【許容回転数】 30,000min⁻¹以下 (PA:PB:20,000min⁻¹以下)

【用途】
 PA (粗粒大)：陶歯、陶材 研削、研磨用 □P2 (中粒)：陶歯、陶材研磨仕上用
 PB (粗粒小)：陶歯、陶材 研削、研磨用 □P3 (細粒)：陶歯、陶材研磨仕上用

SHAPE	10		11		13		
No.	10		11		13		
HP用PA入数 			12本入				
HP用PB入数 				12本入	12本入		
HP用P2入数 	12本入					12本入	
HP用P3入数 		12本入					12本入

SILICONE POINTS

シリコンポイント

R
タイプ

【許容回転数】 30,000min⁻¹以下 【用途】 レジン中仕上用

SHAPE	13
No.	13
HP用入数 	12本入

SILICONE POINTS

シリコンポイント

C
タイプ

【許容回転数】 20,000min⁻¹以下 【用途】 コンポジットレジン研磨用

SHAPE	13S
No.	13S
HP用入数 	12本入
CA用入数 	12本入

SILICONE CUPS

シリコンカップ

M
タイプ

【許容回転数】 30,000min⁻¹以下 【用途】 M2：金属・アマルガム中仕上用 M3：金属・アマルガム研磨仕上用

SHAPE	3	
No.	3	
HP用M2入数 	12本入	
HP用M3入数 		12本入
CA用M2入数 	12本入	
CA用M3入数 		12本入

SILICONE CUPS

シリコンカップ

C
タイプ

【許容回転数】 20,000min⁻¹以下 【用途】 コンポジットレジン研磨用

SHAPE	3
No.	3
CA用入数 	12本入