

# 付属品

## エンドスタンド



- 6色のシリコン製キャップを自由に組み合わせることにより、ファイルが容易に整理出来ます。
- キャップを付けたままでオートクレーブ滅菌が可能です。
- シリコン製キャップにより、刃部を傷めずファイルが管理出来ます。

■ 標準価格(2個入)

¥4,000

サイズ:39(H)×50(W) 62(L)mm/最小包装単位:2個入/箱  
30本立て/個 カラーキャップ(白・黄・赤・青・緑・黒)各10個入  
※写真の中のファイルは含まれません。オートクレーブ可(乾燥不可)。

## ファイルスタンド



- 6色のシリコン製キャップを自由に組み合わせることにより、ファイルが容易に整理出来ます。
- キャップを付けたままでオートクレーブ滅菌が可能です。
- ふた付により、製品をほこりなどから守ります。

■ 標準価格(1個)

¥6,100

サイズ:70(H)×50(W)×53.5(L)(ふた無33.5)mm  
/最小包装単位:1個入/箱  
シリコン製キャップ6色:白、黄、赤、青、緑、黒/各5個入  
※スタンド・蓋ともにオートクレーブ可(乾燥不可)。

## ファイルクリーナー



- ファイルに付いた汚れがワンタッチで素早くとれます。
- 膿や血液の汚染から術者の手を守ります。

■ 標準価格(2個)

¥4,200

サイズ:30(H)×37(W) 46(L)mm/最小包装単位:2個入/パック  
スポンジ2枚付  
※写真の中のファイルは含まれません。オートクレーブ可(乾燥不可)。  
スポンジはティスボです。

# 付属品

## ステリエンドガード



- ファイルに付いた汚れがワンタッチで素早く取れます。スポンジのみ使い捨てです。
- ファイルを挿入したままオートクレーブ滅菌が可能です。
- ラバーSTOPPERをファイルの作業長にセットする事が出来ます。

■標準価格(1個入)

¥3,800

サイズ:52(H)×35(W) 136(L)mm/最小包装単位:1個入/パック  
カラー:白・黄・青/16本立て/交換用スポンジ付き  
※写真の中のファイルは含まれません。オートクレーブ可(乾燥不可)。  
スポンジはディスプレイです。

## ステリバーガード



- バーを挿入したままオートクレーブ滅菌が可能です。
- CA用、FG用両タイプのバーをご使用になれます。
- バーの長さに合わせて2段階にポジションを調整出来ます。

■標準価格(1個入)

¥1,600

サイズ:32(H)×12(W) 72(L)mm/最小包装単位:1個入/パック  
カラー:白・黄・青/12本立て  
※写真の中のファイルは含まれません。オートクレーブ可(乾燥不可)。

## ステリバーガード22



- バーを挿入したままオートクレーブ滅菌が可能です。
- CA用、FG用両タイプのバーをご使用になれます。
- バーの長さに合わせて2段階にポジションを調整出来ます。

■標準価格(1個入)

¥2,450

サイズ:44(H)×20(W) 122(L)mm/最小包装単位:1個入/パック  
カラー:黄・青・緑/22本立て  
※写真の中のファイルは含まれません。オートクレーブ可(乾燥不可)。

# 付属品

## マグネティックバーブロック



■バーを挿入したままオートクレーブ滅菌が可能です。

■標準価格(1個入)

¥2,100

サイズ :35(H)×41(W) 79(L)mm/最小包装単位:1個入/パック  
カラー :白・青/14本立て

※写真の中のファイルは含まれません。

※オートクレーブ可(乾燥不可)。ふたは滅菌不可。

## ダイヤバースタンド



■標準価格(1個入)

¥1,100

サイズ :38(H)×75(W) 60(L)mm/最小包装単位:1個/箱  
24本立て

※写真の中のファイルは含まれません。※滅菌は出来ません。

## 管理キット



■引き出し式なので、ファイルやバーをケース毎に管理するのに便利です。

■標準価格(1箱)

¥2,100

サイズ :63(H)×125(W) 175(L)mm/最小包装単位:1個/箱

# 付属品

## エンドスタンド用シリコン製キャップ



■標準価格(60個入)

¥1,300

カラー：白・黄・赤・青・緑・黒/最小包装単位：60個入/パック  
各カラー 10個入

※エンドスタンドに付けたままオートクレーブ滅菌が可能です。  
(乾燥不可)

## ファイルクリーナー用スポンジ



■標準価格(100枚入)

¥1,600

サイズ：5(T)×60(W) 70(L)mm

最小包装単位：100枚/パック

※スポンジはデイスボです。

## ラバーストッパー



	18mm	21mm	25mm	28mm	31mm
リーマ					
Kファイル					
Hファイル					

厚み：1.5mm

■標準価格(100個入)

¥2,500

最小包装単位：各種100個入/パック

※ファイルに付けたままオートクレーブ滅菌が可能です。  
(乾燥不可)