

C

M

Y

K

MANI®

FOR ADVANCED TREATMENT

CARBIDE BURS



MANI, INC.

C

M

Y

K

MANI
CARBIDE ROTARY
INSTRUMENTS

CARBIDE BURS

(FOR F.G.)

 0.50 19.00	 0.60 19.00	 0.80 19.00	 1.00 19.00	 1.20 19.00	 1.40 19.00	 1.60 19.00	 1.80 19.00	 2.10 19.00	 2.30 19.00
1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8
001/005	001/006	001/008	001/010	001/012	001/014	001/016	001/018	001/021	001/023
ROUND (PLAIN)									
 0.70 19.00	 0.80 19.00	 1.00 19.00	 1.20 19.00	 1.40 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 5.00 21.00	 4.00 19.00
33 1/2	34	35	36	37	56	57	58	169L	170
010/006	010/008	010/010	010/012	010/014	107/009	107/010	107/012	171/009	168/010
INVERTED CONE (PLAIN)					CYLINDER FLAT END (PLAIN)			TAPER FLAT END	
 4.00 19.00	 4.00 19.00	 3.00 19.00	 4.00 19.70	 2.00 19.00	 2.00 19.00	 2.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00
171	172	245	246	330	331	332	556	557	558
168/012	168/016	237/008	234/011	232/008	232/010	232/012	107/009	107/010	107/012
(PLAIN)			PEAR (PLAIN)			CYLINDER FLAT END (CROSSCUT)			
 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 7.00 21.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00
559	560	699	700	701	701L	702	703	1156	1157
107/014	107/016	168/009	168/010	168/012	171/012	168/016	168/021	137/009	137/010
TAPER FLAT END (CROSSCUT)					CYLINDER ROUND END				
 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 5.50 21.00	 6.00 21.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00
1158	1159	1557	1558	1559	M16DB	M14CF	701X	M21DC	M23DC
137/012	137/014	137/010	137/012	137/014	196/016	164/014	168/012	137/010	168/012
(PLAIN)		CYLINDER ROUND END (CROSSCUT)			SPECIAL SHAPE				
 9.00 21.00	 11.00 23.00	 4.00 20.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 2.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00
M15EZ	M15ZB	7408	7901	7902	7903	1931	1957	1958	1970
198/015	199/015	277/023	496/009	496/010	496/012	237/010	137/010	137/012	194/010
FINISHING (PLAIN)					REMOVAL (CROSSCUT)				


●M15ZB

用途：埋状知歯抜歯前の切断、ルートチップの切断、破折根や分裂根の除去など




●M15EZ

用途：髄室開拓など



●M16DB

用途：M15ZBのガイド用、象牙質・エナメル質の削除、金属除去など



●M21DC、M23DC、701X

用途：クラウン・インレー、アマルガム除去など



●M14CF

用途：コンポジットレジンの調整・研磨など

標準価格

- ：Iクラス 2,000円 (10本入)
- △：IIクラス 2,550円 (10本入)
- ◎：IIIクラス 4,200円 (5本入)

●カーバイドバー形態表の見方



注意

FGカーバイドバーご使用に際して ●本製品を歯科治療以外の目的には使用しないで下さい。●感染防止の為、使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。●ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないこと、また予め患者の口腔外で回転させて振れがないことを確認し、無負荷で回転させ、定常回転となつてからご使用下さい。●破折防止のために、力を加え過ぎない様に注意し、フェザータッチで断続的に使用して下さい。特に頭部の細い・長い・大きい形状のものは、折れたり曲がったりする可能性がありますので、充分にご注意下さい。●ご使用の際には目の損傷を防ぐ為、保護眼鏡等をご使用下さい。●カーバイドバーの性能維持・目詰まり防止・菌叢炎防止の為、必ず十分な注水下でご使用下さい。●ご使用後は医療用廃棄物として適切な処理をして下さい。●破折の原因となりますので、指定回転数を厳守して下さい。最高許容回転数は以下の通りです。

30万回転 300,000r.p.m.

20万回転 200,000r.p.m.

15万回転 150,000r.p.m.

デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

製造販売 MANI
MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 Tel:028-667-1811 (代)
【歯科営業】Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593
Exp.Sec./Phone:028-667-8592 Telefax:028-667-8596 URL:http://www.mani.co.jp

発売 株式会社モリタ

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161

D2340