

MANI®

技工用研削・研磨材
Finishing & Polishing Instruments



Grinding
Polishing
Finishing

MANI, INC.

FOR ADVANCED TREATMENT — 高度な治療のために —

販売終了製品

**FINISHING & POLISHING
INSTRUMENTS**



MANI FINISHING & POLISHING INSTRUMENTS

医療機器届出番号 09B1X00006004010
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用アプレシブポイント
 販売名 アラウンドポイント
 医療機器届出番号 09B1X00006005010
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用ゴム製研磨材
 販売名 シリコンポイント
マニー技工用研削・研磨材

CARBORUNDUM POINTS

カーボラダムポイント

■ STANDARD...中粒 ■ HARD...粗粒 ■ FINE...細粒

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下 (HARD : 25,000min⁻¹以下)

No.	1	2	4	5	9	10	11	13	19	20	22	24
SHAPE												
HP --	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HP HARD												
HP FINE												
CA --	○											

No.	25	27	28	31	33	42	43	44	45	48	53	55
SHAPE												
HP --	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HP HARD												
HP FINE												
CA --												

※CAは、カーボラダムポイントハードとファインでは取り扱っておりません。(CA isn't dealt with Carborundum Points Hard and Fine)

ALUNDUM POINTS BROWN

アラウンドポイント ブラウン

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下

No.	11	20	35	47
SHAPE				
HP --	○	○	○	○

ALUNDUM POINTS WHITE

アラウンドポイント ホワイト

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下

No.	1	22	24	25	28	44	60
SHAPE							
HP --	○	○	○	○	○	○	○
CA --	○						

CARBORUNDUM POINTS (F.G.)

カーボラダムポイント

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下

No.	22	24	25	27	44	57	60
SHAPE							
FG	○	○	○	○	○	○	○

ALUNDUM POINTS PINK

アラウンドポイント ピンク

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下

No.	2	11	20	42
SHAPE				
HP --	○	○	○	○

ALUNDUM POINTS WHITE (F.G.)

アラウンドポイント ホワイト

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下

No.	22	24	25	27	44	57	60
SHAPE							
FG	○	○	○	○	○	○	○

SILICONE POINTS M TYPE

シリコンポイント Mタイプ

■ M2...細粒 ■ M3...微粒

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下 (No.162 : 15,000min⁻¹以下)

No.	5	10	11	13	13S	28	53	162
SHAPE								
HP M2	○	○	○	○	○	○	○	○
HP M3								
CA M2	○	○	○	○	○	○	○	○
CA M3								

SILICONE POINTS HARD

シリコンポイント ハード

■ H1...粗粒 ■ H2...細粒

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下 (No.147,162 : 15,000min⁻¹以下)

No.	11	13	28	147	162
SHAPE					
HP H1				●	○
HP H2	○	○	○		
CA H2				●	○

SILICONE POINTS C TYPE

シリコンポイント Cタイプ

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 20,000min⁻¹以下

No.	13S
SHAPE	
HP --	○
CA --	○

SILICONE POINTS P TYPE

シリコンポイント Pタイプ

■ PA...粗粒(大) ■ PB...粗粒(小)
 ■ P2...中粒 ■ P3...細粒

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下 (PA, PB: 20,000min⁻¹以下)

No.	10	11	13
SHAPE			
HP PA			○
HP PB		○	
HP P2	○	○	○
HP P3	○	○	○

SILICONE POINTS R TYPE

シリコンポイント Rタイプ

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下

No.	13
SHAPE	
HP --	○

SILICONE CUPS M TYPE

シリコンカップ Mタイプ

■ M2...細粒 ■ M3...微粒

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 30,000min⁻¹以下

No.	3
SHAPE	
HP M2	○
HP M3	○
CA M2	○
CA M3	○

SILICONE CUPS C TYPE

シリコンカップ Cタイプ

【許容回転数 (MAX. ALLOWABLE R.P.M.)】 20,000min⁻¹以下

No.	3
SHAPE	
CA --	○

■ 形態表の見方
 How to see this chart

色及び粒子種類
 Color and size of SiC grit

SILICONE CUPS M TYPE
 シリコンカップ Mタイプ

注文番号
 Order No.

形態
 Shape

※入数
 Package

シヤックと粒子種類
 Type of shank and size of SiC grit

※入数 Package

- ... 6本入 6pcs, in a package
- ... 12本入 12pcs, in a package
- ◎... 72本入 72pcs, in a package

カーボランダムポイント/Carborundum Points アランダムポイント/Alundum Points

タイプ(Type)	使用用途(Usage)
カーボランダムポイント (Carborundum Points)	金属・陶材・硬質レジン荒仕上用 (Finishing porcelain, resin teeth and metals)
カーボランダムポイントハード (Carborundum Points Hard)	硬質合金研削用 (Trimming hard metals)
カーボランダムポイントファイン (Carborundum Points Fine)	金属・陶材・硬質レジン中仕上用 (Finishing and Polishing porcelain, resin teeth and metals)
アランダムポイントブラウン (Alundum Points Brown)	硬質合金荒仕上用 (Finishing hard metals)
アランダムポイントピンク (Alundum Points Pink)	硬質合金中仕上用 (Polishing hard metals)
アランダムポイントホワイト (Alundum Points White)	天然歯・陶材・硬質レジン中仕上用 (Finishing and Polishing natural, porcelain and resin teeth)

シリコンポイント/Silicone Points シリコンカップ/Silicone Cups

タイプ(Type)	使用用途(Usage)
シリコンポイントMタイプ/M2 (Silicone Points M Type/M2)	金属中仕上用 (Polishing metals)
シリコンポイントMタイプ/M3 (Silicone Points M Type/M3)	金属研磨仕上用 (Finishing and polishing metals)
シリコンポイントハード/H1 (Silicone Points Hard/H1)	硬質合金研磨仕上用 (Finishing and polishing hard metals)
シリコンポイントハード/H2 (Silicone Points Hard/H2)	硬質合金研磨仕上用 (Finishing and polishing hard metals)
シリコンポイントCタイプ (Silicone Points C Type)	コンポジットレジン研磨用 (Finishing composites)
シリコンポイントPタイプ/PA (Silicone Points P Type/PA)	陶歯・陶材 研削・研磨用 (Finishing porcelain, resin teeth)
シリコンポイントPタイプ/PB (Silicone Points P Type/PB)	陶歯・陶材 研削・研磨用 (Finishing porcelain, resin teeth)
シリコンポイントPタイプ/P2 (Silicone Points P Type/P2)	陶歯・陶材研磨仕上用 (Finishing and polishing porcelain, resin teeth)
シリコンポイントPタイプ/P3 (Silicone Points P Type/P3)	陶歯・陶材研磨仕上用 (Finishing and polishing porcelain, resin teeth)
シリコンポイントRタイプ (Silicone Points R Type)	レジン中仕上用 (Polishing resin teeth)
シリコンカップMタイプ/M2 (Silicone Cups M Type/M2)	金属・アマルガム中仕上用 (Polishing metals and amalgam restorations)
シリコンカップMタイプ/M3 (Silicone Cups M Type/M3)	金属・アマルガム研磨仕上用 (Finishing and polishing metals and amalgam restorations)
シリコンカップCタイプ (Silicone Cups C Type)	コンポジットレジン研磨用 (Finishing composites)

■標準価格■

カーボランダムポイント(12本入) ……1,380円
 カーボランダムポイント(72本入) ……7,550円
 アランダムポイント(12本入) ……1,380円

■標準価格■

シリコンポイント(6本入) ……1,570円
 シリコンポイント(12本入) ……1,570円
 シリコンポイント(72本入) ……9,100円
 シリコンカップ(12本入) ……1,360円

⚠ 注意

技工用研削・研磨材ご使用に際して
 ●本製品を歯科分野以外の目的に使用しないでください。●ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないこと、振れがないことを確認し、無負荷で回転させ、定常回転となつてからご使用ください。●破折防止のため力を加えずに注意してください。●ご使用の際には目の損傷を防ぐため、保護眼鏡等をご使用ください。●破折の原因となりますので許容回転数を厳守してください。

N.B. Use below max. allowable r.p.m. of each finishing and polishing instruments.

デザイン仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

製造販売 **MANI**
 MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 Tel:028-667-1811(代)
 【歯科営業】Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593
 Exp.Sec./Phone:028-667-8592 Telefax:028-667-8593 URL:http://www.mani.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
 東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161