

お得意様各位

マニー眼形成用ポリプロピレン縫合糸、発売の御案内

平素より、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 首記の件につきまして、下記のとおり発売させていただきますので御案内申し上げます。
 つきましては、高品質の商品を迅速にご提供できますよう努めて参りますので、倍旧のご愛顧
 を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

■発売日

平成29年2月20日(月曜日)より

■商品の特長

- ・従来よりご要望のあった眼形成に適した**青い糸(ポリプロピレン・ブルー・モノフィラメント)**が付いた7-0・6-0スーチャーです。
- ・切れ味でご好評いただいている形成へら型針の他に、刺通痕が小さく、縫合痕が目立ち難い丸針タイプもご用意しました。

■サンプルのご依頼

サンプルのご請求は、別紙サンプル請求表にご記入の上FAXいただけますよう、お願いいたします。

弊社ホームページ

http://www.mani.co.jp/pdf/ophthalmic_06.pdfから、発売の案内を

http://www.mani.co.jp/pdf/ophthalmic_01.pdfから、カタログを

ダウンロードいただけます。

規格と価格表

マ ニ ー							1箱12本入 単位:円	
製品番号	縫合糸		縫合針				希望小売 価 格	主な適用症例
	糸号数	糸長さ	長さ	弯曲	太さ	記号		
3306S	7-0	45cm	8.0	3/8	0.33	PE-08-33 (形成へら針)	10,000	筋肉・皮膚用
3307S			11.0			PE11-33	8,500	筋肉・皮膚用
3308		30cm	11.0			YE11-33 (丸、先端カット針)	11,000	筋肉・皮膚用
3309			15.0			YE15-33	11,000	筋肉・皮膚用
3310S	6-0	45cm	11.0			(形成へら針) PE11-33	9,000	筋肉・皮膚用
3311		30cm	11.0			YE11-33 (丸、先端カット針)	11,000	筋肉・皮膚用
3312			15.0			YE15-33	11,000	筋肉・皮膚用

販売名: マニーポリプロピレン 一般的名称: ポリプロピレン縫合糸 医療機器承認番号: 20500BZZ01091000
 医療機器のクラス: 高度管理医療機器(Ⅲ) ディスポーザブル: 再使用不可

お問い合わせ先

マニー株式会社 サージカル国内営業課

E-mail: seg-dms@ms.mani.co.jp

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3

Tel: 028-667-9911 / Fax: 028-667-6177

