

# 血管ナイフシリーズ

フルディスポタイプ

セミディスポタイプ

血管ナイフ：医療機器認証番号 22000BZX01617000  
血管ナイフハンドル：医療機器届出番号 09B1X00006020010

心臓血管外科医が考案した製品です

ストレスフリーに冠状動脈を切開可能

医療従事者に対するリスクを考慮した設計


(刃部の装脱着が不要 / 刃面が上を向かない設計)

特長ある全長設定

(フルディスポタイプ190mm)

## フルディスポタイプ

形状	製品規格	滅菌方法	使用期限	入数	JANコード 4987274
切開ナイフブレード(0°)	FD100	E.O.G.	製造日より 5年	5入/箱	11778-7
切開ナイフブレード(35°)	FD101	E.O.G.	製造日より 5年	5入/箱	11779-4
剥離ナイフブレード	FD500	E.O.G.	製造日より 5年	5入/箱	11780-0



■ FD100 切開ナイフ(0°)



■ FD101 切開ナイフ(35°)





■ FD500 剥離ナイフ




全長 約190mm

## セミディスポタイプ


形状	製品規格	滅菌方法	使用期限	入数	JANコード 4987274
切開ナイフブレード (0°) 	D100	E.O.G.	製造日より 5年	5入/箱	37039-7
切開ナイフブレード (35°) 	D101	E.O.G.	製造日より 5年	5入/箱	37253-7
剥離ナイフブレード (0°) 	D500	E.O.G.	製造日より 5年	5入/箱	04244-7
ハンドル (0°) 	H175-0	未滅菌	—	1入/箱	37427-2
ハンドル (角度付) 	H175-10	未滅菌	—	1入/箱	37577-4



### ■ D100 (ブレード0°) とハンドルの組み合わせ例



### ■ D101 (ブレード35°) とハンドルの組み合わせ例





### ■ D500 (剥離ブレード) とハンドルの組み合わせ例






## セミディスプレイタイプ 取り付け及び取り外し方法

### ■ 取り付け方法 (イラストはD100)



### ■ ブレード(刃)の取り外し方法 (イラストはD101)



販売元 **alfresa** アルフレッサ ファーマ株式会社  
大阪府中央区石町二丁目2番9号 〒540-8575

製造販売元 **MANI** マニー株式会社  
栃木県宇都宮市清原工業団地8番3 〒321-3231

〈資料請求先〉

札幌連絡所 011-281-3000 北日本支店 022-295-0631 東京支店 03-5695-4145  
中部支店 052-218-5251 関西支店 06-6941-2818 中四国支店 082-545-7835  
高松連絡所 087-863-7181 九州支店 092-283-6306  
営業本部 メディカルデバイス営業統括部 MD推進部 TEL 06-6941-0303  
URL <https://www.alfresa-pharma.co.jp/>

ご使用に際しては必ず電子化された添付文書をお読みください  
製品改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください

® 登録商標

2018 11 20(1)(B)-5  
2018年11月改訂  
4270100105