

MANI®



Disposable

MANI® **ENT KNIFE**

マニー®ENTナイフ

Disposable

MANI ENT KNIFE

マニー ENTナイフ



- ▶ 外径2mm細径シャフトは、視野とワーキングスペースを確保します。
- ▶ アングル付きのブレードは鼻腔側方の切開に有用です。
- ▶ オーステナイト系ステンレス鋼製のブレードは切れ味が良く、靱性に優れています。
- ▶ ディスポーザブルなのでメンテナンス不要です。

□ NKT35



製品番号	シャフト形状	入数/箱	滅菌方法	JAN
NKT35	直	5本	E.O.G.滅菌済	4546951370572

□ NKT35C



製品番号	シャフト形状	入数/箱	滅菌方法	JAN
NKT35C	曲	5本	E.O.G.滅菌済	4546951370589

販売名	マニーENTナイフ
一般的名称	単回使用メス
医療機器認証番号	230ABBZX00029000
医療機器のクラス	管理医療機器(Ⅱ)

ご使用前に必ず添付文書をお読みください。



NKT35 NKT35C
(原寸サイズ)

<http://www.mani.co.jp>

販売店名/Distributed by

製造販売元

MANI

MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
お問い合わせ先 TEL 028-667-9911
FAX 028-667-6177
E-mail: seg-dms@ms.mani.co.jp

8-3 KIYOHARA INDUSTRIAL PARK, UTSUNOMIYA, TOCHIGI, 321-3231, JAPAN
Phone: +81-28-667-7565 Fax: +81-28-667-6177 S01610(1807)

デザイン・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。