

COSMO STAINLESS

コスモワイヤー
(滅菌済針付ステンレスワイヤー)

保 険 適 用

WIRE



COSMO STAINLESS WIRE

コスモワイヤー
(滅菌済針付ステンレスワイヤー)

特長

■ 高強度針の採用により刺通性、破断強度(ダクティリティ)特性、曲がり強度特性を向上させました。

規格・仕様

型番	ワイヤー径	ワイヤー長	針	入数
0845S	0.8mm	450mm	カッティングテーパー針	48本入/1箱 (4本入1袋×12袋)

本製品はEOG滅菌済みです。

材質

ワイヤー部：ステンレス SUS316L

針：ステンレス SUS302

- ・ 本製品の使用にあたっては製品に添付された「添付文書」を必ずよく読み、正しくお使い下さい。
- ・ 再滅菌、再使用はしないで下さい。

医療機器承認番号：21200BZZ00391000

販売名：コスモワイヤー

クラス分類：Ⅲ

製造販売元

マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3

☎028-667-1811(代)