







# Maniceps®

マニセプス®は縫合結紮の補助器具です。  
狭い術野で容易に針付糸の受け渡しが可能です。

## Maniceps®

販売名 マニセプス 医療機器届出番号 09B1X00006016010



C1107とC1207、C2007とC2107、C3007とC3107は夫々  
針付糸の受け渡し方向が逆となります。

## Maniceps® Sutures

種類	縫合糸			縫合針			注文番号 [品番]
	USP	色・形状	長さ	形状・針記号	太さ	長さ	
PGA (吸収性)	3-0	紫・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS07-68	0.7mm	7mm	77T3V9
	3-0	紫・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS09-68	0.7mm	9mm	79T3V9
	2-0	紫・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS07-68	0.7mm	7mm	77T2V9
	2-0	紫・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS09-68	0.7mm	9mm	79T2V9
	0	紫・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS07-68	0.7mm	7mm	77T1V9
	0	紫・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS09-68	0.7mm	9mm	79T1V9
シルク	3-0	白・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS07-68	0.7mm	7mm	77T3S9 ※
	3-0	白・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS09-68	0.7mm	9mm	79T3S9 ※
	2-0	白・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS07-68	0.7mm	7mm	77T2S9 ※
	2-0	白・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS09-68	0.7mm	9mm	79T2S9 ※
	0	白・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS07-68	0.7mm	7mm	77T1S9 ※
	0	白・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS09-68	0.7mm	9mm	79T1S9 ※
ナイロン	3-0	黒・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS07-68	0.7mm	7mm	77T3N9 ※
	3-0	黒・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS09-68	0.7mm	9mm	79T3N9 ※
	2-0	黒・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS07-68	0.7mm	7mm	77T2N9 ※
	2-0	黒・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS09-68	0.7mm	9mm	79T2N9 ※
	0	黒・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS07-68	0.7mm	7mm	77T1N9 ※
	0	黒・ブレイド	90cm	直針・丸針 MTS09-68	0.7mm	9mm	79T1N9 ※
ポリプロピレン	3-0	青・モノフィラメント	90cm	直針・丸針 MTS07-68	0.7mm	7mm	77T3P9 ※
	3-0	青・モノフィラメント	90cm	直針・丸針 MTS09-68	0.7mm	9mm	79T3P9 ※

※印は受注生産品番です。納期は都度お問合せ下さい。

糸種	販売名	承認番号
シルク	マニーシルク	20900BZZ00869000
ナイロン	マニーナイロン	21100BZZ00049000
ポリプロピレン	マニーポリプロピレン	20500BZZ01091000
PGA	オペポリックス・N	16200BZZ01565000

オペポリックス・N 製造販売元:アルフレッサファーマ株式会社

製造販売元 マニー株式会社

栃木県宇都宮市清原工業団地8-3

Tel 028-667-8345 Fax 028-667-8305

S00512