


# ピースリーマ

医療機器承認番号 22000BZX01630000  
管理医療機器 一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル  
販売名 マニーピースリーマ

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#1~6 ■材質：ステンレススチール


サイズ	作業部最大径 (mm)	
1	0.70	
2	0.90	
3	1.10	
4	1.30	
5	1.50	
6	1.70	



根管口の漏斗状拡大等に使用し、  
ゲーツドリルより直線的に切削される。

許容回転数  $1200\text{min}^{-1}$  以下  
マイクロモーターに装着する回転切削器具。

## ■ 作業部長 (L)



L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>
28mm	15mm	6.5mm
32mm	19mm	8.5mm
38mm	25mm	8.5mm

## ■ 刃部拡大図



## ■ 用途

主に根管口漏斗状拡大等に  
使用

■ 標準価格 (6本入)

各サイズ


¥3,300

# ゲーツドリル

医療機器承認番号 22000BZX01631000  
管理医療機器 一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル  
販売名 マニーゲーツドリル

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#1~6 ■材質：ステンレススチール


サイズ	作業部最大径 (mm)	
1	0.50	
2	0.70	
3	0.90	
4	1.10	
5	1.30	
6	1.50	



根管口の漏斗状拡大や根管歯冠側  
1/3のフレア形成に用いる。

許容回転数  $800\text{min}^{-1}$  以下  
マイクロモーターに装着する回転切削器具。

## ■ 作業部長 (L)



L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>
28mm	15mm
32mm	19mm
38mm	25mm

## ■ 刃部拡大図



## ■ 用途

主に根管口漏斗状拡大や根  
管歯冠側 1/3のフレア形  
成に使用

■ 標準価格 (6本入)

各サイズ

¥3,300