








# フレアフィンガースプレッター

医療機器届出番号 09B1X00006006010  
 一般医療機器 一般的名称：歯科用根管スプレッター  
 販売名 マニースプレッター

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート：#15~40 ■材質：ステンレススチール ■テーパー：5/100

サイズ	先端径 (mm)	
<b>15</b>	0.15	
<b>20</b>	0.20	
<b>25</b>	0.25	
<b>30</b>	0.30	
<b>35</b>	0.35	
<b>40</b>	0.40	

## ■ 作業部長 (L)



L=21mm,25mm

## ■ 刃部拡大図



## ■ 用途


根管充填に用いる

## ■ 標準価格 (6本入)

#15~40

¥3,850

FFS:フレアフィンガースプレッター  
 MC:主ポイント  
 SC:追加ポイント



5/100のテーパの為、  
 軽い加圧により  
 アクセサリーポイントの  
 必要な空隙を確保。