

マイクロ用針付縫合糸

マイクロ用針付縫合糸はアイレス針を用いています。本品は歯科用であり、縫合糸付で販売いたします。

■最小包装単位：12本入／箱 ■材質：針（ステンレススチール）、糸（シルク・ナイロン）

注文番号	縫合針				縫合糸		
	種類	針形状	湾曲	針長 針部径	USPサイズ	最小/最大 (直径mm)	材質 全長
30	形成ヘラ		弱湾 	PE-11mm D-0.38mm	5-0	0.10/0.149	シルク ブラックブレイド 45cm
31	逆三角		弱湾 	RE-11mm D-0.38mm	5-0	0.10/0.149	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
32	形成ヘラ		強湾 	PH-8mm D-0.33mm	6-0	0.070/0.099	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
33	形成ヘラ		強湾 	PH-11mm D-0.33mm	6-0	0.070/0.099	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
34	逆三角		弱湾 	RE-11mm D-0.33mm	6-0	0.070/0.099	シルク ブラックブレイド 45cm
35	形成ヘラ		弱湾 	PE-11mm D-0.33mm	6-0	0.070/0.099	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
36	逆三角		弱湾 	RE-7mm D-0.24mm	7-0	0.050/0.069	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
37	形成ヘラ		弱湾 	PE-7mm D-0.28mm	7-0	0.050/0.069	シルク ブラックブレイド 45cm
38	形成ヘラ		弱湾 	PE-8mm D-0.33mm	7-0	0.050/0.069	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
39	逆三角		弱湾 	RE-9mm D-0.24mm	7-0	0.050/0.069	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
40	形成ヘラ		弱湾 	PE-11mm D-0.33mm	7-0	0.050/0.069	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm

医療機器承認番号 20900BZZ00869000
高度管理医療機器 一般の名称：滅菌済み絹製縫合糸
販売名 マニールク

医療機器承認番号 21100BZZ00049000
高度管理医療機器 一般の名称：ポリアミド縫合糸
販売名 マニーナイロン