

超音波用エンドファイル

医療機器認証番号 22000BZX01628000
管理医療機器 一般名称：電動式歯科用ファイル
販売名 マニー超音波ファイル

使用方法

超音波機器に装着



■作業部長 (L)	シングル	ダブル
	 L=19mm	 L=25mm
サイズ	#25	#25

■最小包装単位：6本入/ケース ■材質：ステンレススチール ■テーパー：5/100
■材径=φ0.8

超音波用スクエアファイル

医療機器認証番号 22000BZX01628000
管理医療機器 一般名称：電動式歯科用ファイル
販売名 マニー超音波ファイル

使用方法

超音波機器に装着



■作業部長 (L)	シングル
	 L=22mm
サイズ	#

■最小包装単位：6本入/ケース ■材質：ステンレススチール
■材径=φ0.8

超音波用ダイヤファイル

医療機器認証番号 22000BZX01628000
管理医療機器 一般名称：電動式歯科用ファイル
販売名 マニー超音波ファイル

使用方法

超音波機器に装着



■作業部長 (L)	シングル
	 L=19mm
	 L=25mm
サイズ	#3-F

■最小包装単位：6本入/ケース ■材質：ダイヤモンド、ステンレススチール ■テーパー：5/100
■材径=φ0.8 ■ダイヤ粒子：F=ファイン ※3=#25

POINT

超音波エンドファイル&超音波ダイヤファイル

- 超音波機器は、各メーカー様によりパワー設定が異なりますので低い値からご使用ください。
- 根管の拡大、超音波の振動による切削または研磨に使用。
- テーパー：各製品に記載

注) 強いパワーで使用しますと破折の原因となる恐れがあります。
シャंक部径φ 0.8mmを把持できる機器をご使用ください。