


MANI


The best quality in the world,
to the world.



マニーオフサルミックナイフ
コントロールヘッド

マニーオフサルミックナイフ スリットナイフ コントロールヘッド

コンセプト




— 術者の狙い通りの創口を実現 —



イメージ図

刃の角度は鈍角化し刃長を短縮することで高い操作性を実現。





新商品 MSL24CH Control-Head

従来品 MSL24SH Short-Head

刺通抵抗データ

刃は鈍角化しても、従来品と同等の切れ味を維持。MSL24CH vs MSL24SH



刃先から1.5mm/2.0mmの位置にレーザーマーキングを施しております。

6本入 / 箱

品 番	品 名
MSL22CH	スリット・アングル付 2.2mm (コントロールヘッド)
MSL24CH	スリット・アングル付 2.4mm (コントロールヘッド)
MSL27CH	スリット・アングル付 2.75mm (コントロールヘッド)

販売名：マニーオフサルミックナイフ

医療機器認証番号：220ABBZX00071000

一般的名称：単回使用眼科用ナイフ

医療機器のクラス：管理医療機器（Ⅱ）

ご使用前に必ず電子添文をお読みください。

製造販売元

マニー株式会社

〒321-3231
お問い合わせ先

栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
Tel: 028-667-9911 / Fax: 028-667-6177
URL: www.mani.co.jp / E-mail: opt@mani.inc
デザイン・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



S0028