



The best quality in the world,
to the world.


MANI TRABECULOTOMY HOOK
マニートラベクロトミーフック



安全性・視認性・操作性を追求した、

マニートラベクロトミーフック

オリジナル 先端形状



シュレム管後壁に接する部分を曲面形状に加工し、フック先端部を後壁から浮かせやすくする形状となっています。

快適な操作性

- ・手元部を太く、シボ加工を施す
- ・先端の向きを示すマーカー付き
- ・側面ポートから挿入可能(1mm～)

幅を持った切開




一点で切開を進めていくのではなく、先端の厚みにより幅をもった切開が可能です。

良好な視認性



先端の内側は鏡面仕上げにより、術者が切開位置に集中しやすく、側面はノングレア加工で不要な光の反射を防ぎます。



品番	使用期限	入数	販売名	医療機器認証番号
MTH-S	3年	3本/箱	マニートラベクロトミーフック	306ABBZX00026000

製造販売元

マニー株式会社

〒321-3231
お問い合わせ先

栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
Tel: 028-667-9911 / Fax: 028-667-6177
URL: www.mani.co.jp / E-mail: opt@mani.inc
デザイン・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

