


Maniceps

マニセプスは縫合結紮の補助器具です。
狭い術野で容易に針付糸の受け渡しが可能です。

220-2と220-2R、220-3と220-3R、220-4と220-4Rは
それぞれ針付糸の受け渡し方向が逆となります。



販売名：マニセプス

医療機器届出番号：09B1X00006016010

Maniceps Sutures

縫合糸				縫合針				注文番号
種類	USP	色・形状	長さ	形状	弯曲	太さ	長さ	
PGA (吸収糸)	3-0	紫・ブレイド	90 cm	丸針	ストレート	0.7 mm	7 mm	77T3V9
	3-0						9 mm	79T3V9
	2-0						7 mm	77T2V9
	2-0						9 mm	79T2V9
	0						7 mm	77T1V9
	0						9 mm	79T1V9

販売名：オベポリックス・N
医療機器承認番号：16200BZZ01565000
製造販売元：アルフレッサファーマ株式会社

製造販売元

MANI

マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
TEL: 028-667-9911 / FAX: 028-667-6177
E-mail: opt@mani.inc / URL: www.mani.co.jp



S0020