


MANI

The best quality in the world,
to the world.

マニーENTナイフ
MANI ENT Knife





マニーENTナイフ

- 外径2mm細径シャフトは、視野とワーキングスペースを確保します。
- アングル付きのブレードは鼻腔側方の切開に有用です。
- オーステナイト系ステンレス鋼製のブレードは切れ味が良く、靱性に優れています。
- ディスプレイザブルなのでメンテナンス不要です。



NKT35



品番	シャフト形状	入数/箱	滅菌方法	JAN
NKT35	直	5本	E.O.G.滅菌済	4546951370572



NKT35C



品番	シャフト形状	入数/箱	滅菌方法	JAN
NKT35C	曲	5本	E.O.G.滅菌済	4546951370589

販売名	マニーENTナイフ
一般的名称	単回使用メス
医療機器認証番号	230ABBZX00029000
医療機器のクラス	管理医療機器(Ⅱ)

ご使用前に必ず電子添文をお読みください。



NKT35 NKT35C
(原寸サイズ)

