



JIZAI

— 自在 —


Pre 020

破折リスクを低減
石灰化・狭窄、弯曲した根管にも対応


破折への耐久性と根管追従性で高い評価を得ているJIZAIに、新たに『JIZAI Pre 020』をラインナップ。
 難しい症例でも、これまで以上に安全に治療することを目指して。

Pre 020の使用により、JIZAI I(025 04)への切削負荷が56%軽減！

●切削範囲のイメージ




●切削抵抗試験




■ 特長

「独自の熱処理と断面形状」によって破折リスクの低減と難症例への対応を目指した。



■ 使用手順



■ 仕様・価格

品名	サイズ	テーパー	長さ	入数	標準価格
JIZAI Pre 020	020	04	21mm 25mm	3 本入	6,000円

医療機器認証番号：301ABBZX00035000 管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル 販売名：マニー NiTi ファイル

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地 8 番 3
【デンタル国内営業】 Tel.028-667-8591 / Fax.028-667-8593

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町 3 丁目 33 番 18 号
東京本社 〒110-8513 東京都台東区上野 2 丁目 11 番 15 号

Tel:06-6380-2525
Tel:03-3834-6161